

Aveți nevoie de asistență?

Pentru mai multe informații, accesați www.diabetes.ascensia.com

Glucometrul este presetat și blocat pentru a afișa rezultatele în mg/dL. Dacă rezultatul dvs. este afișat în mmol/L, contactați Serviciul Clienți.

Importat și distribuit de:
DIRECT PHARMA LOGISTICS SRL
Pantelimon, Bd. Biruinei nr. 162
Biruul nr. 2, cod postal 077145
Jud. Ilfov, Romania
Tel: +40 31 101 9500
diabet@directpharma.ro

Utilizare pentru diagnostic in vitro.

Ascensia, sigla Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, sigla No Coding (Fără Cod), Second-Chance, sigla pentru Second-Chance sampling (Recoltare a Doua Sansa), Smartcolour și Smartlight sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Marca cuvântului și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a unor astfel de mărci de către Ascensia Diabetes Care se face în baza unei licențe.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora. Nu se va deduce sau insinua nicio relație cu acestea sau promovare a acestora.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care



© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Toate drepturile rezervate.

90012826
Rev. 10/24

Need Help?

For more information, go to www.diabetes.ascensia.com

Your meter is preset and locked to display results in mg/dL. If your result is in mmol/L, contact Customer Service.

Imported and Distributed by:
Unipharm Trading LLC
7th Floor, KIA Motors Showroom,
PO Box 6255, Al Rayyan Road, Doha, Qatar.
+974 44930058 / +974 44631647
info@unipharm.com.qa
www.unipharm.com.qa
Scientific & Technical Services Co. WLL
Office 2, 2nd Floor, Building 271, St. 230, Zone 41,
Financial Square, C. Ring Road, Doha, Qatar.
+974 44621899 / +974 77695520 / +974 55316076
mail@stsqatar.com

For in vitro diagnostic use.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour, Microlet, the No Coding logo, Second-Chance, the Second-Chance sampling logo, Smartcolour, and Smartlight are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Ascensia Diabetes Care is under license.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

All other trademarks are properties of their respective owners. No relationship or endorsement should be inferred or implied.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care



© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
All rights reserved.

90012826
Rev. 10/24

Contour
plus ELITE
Sistem de monitorizare a glicemiei

Funcționează cu aplicația
CONTOUR®DIABETES gratuită.

Pentru a verifica disponibilitatea
înregistrării online a glucometrului, accesați
www.diabetes.ascensia.com/registration



Utilizează doar bandelele de
testare a glicemiei CONTOUR®PLUS.

GHID DE REFERINȚĂ RAPIDĂ

Contour
plus ELITE
Blood Glucose Monitoring System

Works with free CONTOUR®DIABETES app.

To check meter online registration availability, visit
www.diabetes.ascensia.com/registration



Uses only CONTOUR®PLUS
blood glucose test strips.

QUICK REFERENCE GUIDE

Glucometrul dvs. CONTOUR PLUS ELITE



NOTĂ: Glucometrul are ora, data și intervalul țintă presetate. Puteți să modificați aceste funcții în **Setări**.


NOTĂ: Glucometrul dumneavoastră CONTOUR PLUS ELITE funcționează numai cu bandelele de testare CONTOUR PLUS și cu soluția de control CONTOUR PLUS.

Citiți ghidul utilizatorului CONTOUR PLUS ELITE pentru **Scopul utilizării** glucometrului și o listă a **Informațiilor importante privind siguranța**, Avertismente, Limitări și Precauții.

Utilizează doar bandelele de
testare a glicemiei CONTOUR®PLUS.

GHID DE REFERINȚĂ RAPIDĂ

Your CONTOUR PLUS ELITE meter



NOTE: Your meter comes with a pre-set time, date, and target range. You can change these features in **Settings**.

NOTE: Your CONTOUR PLUS ELITE meter works only with CONTOUR PLUS test strips and CONTOUR PLUS control solution.

Read your CONTOUR PLUS ELITE user guide for the **Intended Use** of the meter and a list of **Important Safety Information**, Warnings, Limitations, and Precautions.

Pornirea și oprirea glucometrului

- Țineți apăsat butonul **OK** timp de aproximativ 3 secunde până când glucometrul pornește sau se oprește.
- Puteți porni glucometrul și introducând o bandeleta de testare în acesta.
- Apăsați de două ori pe **OK** atunci când glucometrul este oprit pentru a aprinde lumina albă de la portul pentru bandeleta de testare.

Ecranul de pornire

Ecranul de pornire are 2 opțiuni: **Jurnal** și **Setări**.

- Apăsați butonul ▼ până când opțiunea pe care doriți să o modificați clipește intermitent.
- Pentru a vedea măsurătorile anterioare și Mediile, apăsați butonul **OK** în timp ce simbolul pentru **Jurnal** clipește intermitent. Consultați **Jurnalul** și **Vizualizarea mediilor**.
- Pentru a vă modifica Setările, apăsați butonul **OK** atunci când simbolul pentru **Setări** clipește intermitent. Consultați **Setări**.

Pentru un tabel al simbolurilor, consultați **Ecranul glucometrului în partea a doua**.

NOTĂ: Atunci când un simbol clipește intermitent, îl puteți selecta.

Testarea din vârful degetului

Consultați prospectul dispozitivului de înțepare pentru instrucțiuni detaliate privind pregătirea dispozitivului de înțepare.

AVERTISMENT

Risc biologic potențial

- Spălați întotdeauna bine cu apă și săpun și ștergeți bine mâinile înainte și după testarea sau manipularea glucometrului, a dispozitivului de înțepare sau a bandelelelor de testare.
- Se consideră că toate sistemele de măsurare a glicemiei sunt un pericol biologic. Medicii sau persoanele care utilizează acest sistem la mai mulți pacienți trebuie să urmeze procedurile privind controlul infecțiilor aprobate de către instituția lor pentru prevenirea bolilor cu transmitere pe cale sanguină.
- Dispozitivul de înțepare furnizat este destinat pentru autotestare de către un singur pacient. Nu trebuie utilizat la mai mult de o persoană din cauza riscului de infecție.

Piese mici

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Această trusă conține piese mici care ar putea provoca sufocare dacă sunt înghițite accidental.
- A nu se lăsa bateriile la îndemâna copiilor. Multe tipuri de baterii sunt toxice. În caz de ingerare, contactați imediat centrul toxicologic.

- Pregătiți dispozitivul de înțepare. Consultați prospectul dispozitivului de înțepare pentru instrucțiuni detaliate.
- Introduceți cu fermitate capătul pătrat gri al unei bandelete de testare noi în portul pentru bandeleta de testare până când glucometrul emite un semnal sonor.



Glucometrul pornește și afișează ecranul **Aplicați sânge**. Glucometrul este acum gata pentru testarea unei picături de sânge.

- Utilizați dispozitivul de înțepare pentru a obține o picătură de sânge de la nivelul vârfului degetului.
- Masați ușor mâna și degetul dvs. către locul de înțepare pentru a forma o picătură de sânge.
- Atingeți imediat vârful bandeletei de testare de picătura de sânge.

Recoltarea Second-Chance

Dacă glucometrul emite două semnale sonore și ecranul afișează o picătură de sânge care clipește intermitent cu semnul plus, bandeleta de testare nu conține suficient sânge. **Nu îndepărtați bandeleta.** Aveți aproximativ 60 secunde pentru a aplica mai mult sânge pe **aceeași** bandeleta de testare.

Indicatori de masă

Atunci când aveți activați Indicatorii de masă, puteți să vă marcați măsurătorile ca **Pe nemâncate** sau **După masă**. Consultați **Activarea indicatorilor de masă**.

Indicatorul intervalului țintă smartLIGHT

Glucometrul afișează rezultatul împreună cu unitățile, ora, data și indicatorul țintă:




Lumina de la portul pentru bandeleta de testare afișează o culoare care indică dacă măsurătoarea dvs. se situează peste, sub sau în intervalul țintă personal.

Jurnalul

- Pentru a porni glucometrul, țineți apăsat butonul **OK** timp de 3 secunde. Simbolul pentru **Jurnal** clipește intermitent.
- Pentru a consulta intrările în **Jurnal**, apăsați butonul **OK** pentru a accesa **Jurnalul**.
- Pentru a derula prin **Jurnal**, apăsați butonul ▲ sau ▼. Pentru a derula mai repede prin intrări, țineți apăsat butonul ▲ sau ▼.
- Pentru a ieși din **Jurnal** și pentru a reveni la **ecranul de pornire**, apăsați oricând butonul **OK**.

Vizualizarea mediilor

- Pentru a accesa **Jurnalul** din ecranul de pornire, apăsați butonul **OK** în timp ce **Jurnalul** clipește intermitent.
- Pentru a vă vizualiza mediile, apăsați butonul ▲ de pe **primul** ecran **Jurnal**.



- Pentru a derula la măsurătorile dvs., apăsați butonul ▼ din **7 d Avg** (Medie pe 7 zile).
- Pentru a părăsi Mediile și pentru a reveni la **ecranul de pornire**, apăsați oricând butonul **OK**.

Setări

Puteți să modificați setările pentru:

- Data:** Modificați formatul și data.
- Oră:** Modificați formatul și ora.
- Indicatorii de masă**: Activați sau dezactivați funcția Indicatori de masă.
- Tehnologia wireless Bluetooth**: Activați sau dezactivați funcționalitatea wireless **Bluetooth**.
- Funcția smartLIGHT**: Activați sau dezactivați funcția smartLIGHT. Consultați **Indicatorul intervalului țintă smartLIGHT**.

- Intervalele țintă**: Vizualizați și modificați Intervalele țintă.
- Sunetul**: Activați sau dezactivați sunetul.
- Înștiințări**: Activați sau dezactivați funcția Înștiințări.

NOTĂ: Pentru a modifica ora și data glucometrului, consultați ghidul utilizatorului.

Pentru a modifica setările glucometrului:

- Pentru a evidenția simbolul **Setări** de pe **ecranul de pornire**, apăsați butonul ▼.
- Atunci când simbolul pentru **Setări** clipește intermitent, apăsați butonul **OK** pentru a accesa opțiunea **Setări**.

Setările continuă în partea a doua

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Setări (continuare)

3. Pentru a derula printre opțiunile din Setări așa cum se afișează în imagine, apăsați butonul ▲ sau ▼ până când simbolul dorit **clipește intermitent.**

4. Apăsați butonul **OK** pentru a selecta simbolul care clipește intermitent.
5. Pentru a edita o setare, apăsați butonul ▲ sau ▼. Puteți să activați sau să dezactivați setarea sau să modificați valoarea acesteia.
6. Pentru a accepta modificarea și pentru a reveni la **ecranul de pornire**, apăsați butonul **OK**.

Pentru a ieși din Setări și pentru a reveni la ecranul de pornire:

1. Apăsați butonul ▲ sau ▼ până când simbolul pentru **Setări** clipește intermitent.
2. Apăsați butonul **OK**.

Dacă ați accesat o setare precum data și trebuie să ieșiți, apăsați butonul **OK** în mod repetat până când reveniți la **ecranul de pornire**.

9

Settings (continued)

3. To scroll through Settings options as shown in the image, press the ▲ or ▼ button until the symbol you want is **blinking**.
4. Press the **OK** button to select the blinking symbol.
5. To edit a Setting, press the ▲ or ▼ button. You can turn the Setting On or Off, or change the value.
6. To accept the change and return to the **Home** screen, press the **OK** button.

To exit from Settings and return to Home:

1. Press the ▲ or ▼ button until the **Settings** symbol is blinking.
2. Press the **OK** button. If you are in a Setting such as Date and you need to exit, press the **OK** button repeatedly until you get back to the **Home** screen.

9

Setarea intervalului țintă General

AVERTISMENT

Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a seta orice **Intervale țintă** pe glucometrul dumneavoastră sau în software-ul compatibil Ascensia Diabetes Care.

Dacă **Indicatorii de masă** sunt dezactivați, puteți să setați numai 1 **Interval țintă**. Pentru a seta **Intervalele țintă înainte de masă** și **După masă**, consultați ghidul utilizatorului CONTOUR PLUS ELITE.

1. Pentru a evidenția simbolul **Setări** de pe **ecranul de pornire**, apăsați butonul ▼.
2. Atunci când simbolul pentru **Setări** clipește intermitent, apăsați butonul **OK** pentru a accesa opțiunea **Setări**.
3. Pentru a derula la simbolul pentru **Intervalul țintă**, apăsați butonul ▲ sau ▼. Atunci când simbolul clipește intermitent, apăsați butonul **OK**.
4. Pentru a seta opțiunea **Țintă scăzută totală** care clipește intermitent, apăsați butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **OK**.

10

Set Overall Target Range

WARNING

Talk to your health care professional before setting any **Target Ranges** in your meter or in compatible Ascensia Diabetes Care software.

If **Meal Markers** are Off, you can set only 1 **Target Range**. To set **Before Meal** and **After Meal Target Ranges**, see the CONTOUR PLUS ELITE user guide.

1. To highlight the **Settings** symbol from the **Home** screen, press the ▼ button.
2. When the **Settings** symbol is blinking, press the **OK** button to enter **Settings**.
3. To scroll to the **Target Range** symbol, press the ▲ or ▼ button. When the symbol is blinking, press the **OK** button.
4. To set the blinking **Overall Low Target**, press the ▲ or ▼ button, then press the **OK** button.

10

5. Pentru a seta opțiunea **Țintă ridicată totală** care clipește intermitent, apăsați butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **OK**.

Activarea indicatorilor de masă

1. Pentru a evidenția simbolul **Setări** de pe **ecranul de pornire**, apăsați butonul ▼.
2. Atunci când simbolul pentru **Setări** clipește intermitent, apăsați butonul **OK** pentru a accesa opțiunea **Setări**.
3. Pentru a derula la simbolul pentru **Indicatorul de masă**, apăsați butonul ▲ sau ▼.
4. Atunci când simbolurile pentru **Indicatorul de masă** dorit clipeșc intermitent, apăsați butonul **OK**.
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ până când simbolul pentru On (Activare) clipește intermitent, apoi apăsați butonul **OK**.

11

5. To set the blinking **Overall High Target**, press the ▲ or ▼ button, then press the **OK** button.

Turn Meal Markers On

1. To highlight the **Settings** symbol from the **Home** screen, press the ▼ button.
2. When the **Settings** symbol is blinking, press the **OK** button to enter **Settings**.
3. To scroll to the **Meal Marker** symbols, press the ▲ or ▼ button.
4. When the **Meal Marker** symbols are blinking, press the **OK** button.
5. Press the ▲ or ▼ button until On is **blinking**, then press the **OK** button.

11

NOTĂ: Dacă ați activat **Indicatorii de masă**, puteți să setați **Intervalele țintă înainte de masă** și **După masă** (consultați ghidul utilizatorului CONTOUR PLUS ELITE). Puteți să setați și o **Înștiințare**.

Activarea funcției Înștiințări

Atunci când **Indicatorii de masă** sunt activați, puteți să setați o **Înștiințare** pentru a vă testa glicemia după ce marcați o măsurătoare ca **Înainte de masă**. Dacă **Indicatorii de masă** sunt dezactivați, consultați *Activarea indicatorilor de masă* din acest ghid.

1. Pentru a evidenția simbolul **Setări** de pe **ecranul de pornire**, apăsați butonul ▼.
2. Atunci când simbolul pentru **Setări** clipește intermitent, apăsați butonul **OK** pentru a accesa opțiunea **Setări**.
3. Pentru a derula la simbolul pentru **Înștiințări**, apăsați butonul ▲ sau ▼.
4. Atunci când simbolul pentru **Înștiințări** clipește intermitent, apăsați butonul **OK**.
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ până când simbolul pentru On (Activare) clipește intermitent, apoi apăsați butonul **OK**.

12

NOTE: With **Meal Markers** On, you can set **Before Meal** and **After Meal Target Ranges** (see the CONTOUR PLUS ELITE user guide). You can also set a **Reminder**.

Turn Reminder Feature On

When **Meal Markers** are On, you can set a **Reminder** to test your blood glucose after you mark a reading as **Before Meal**. If **Meal Markers** are Off, see *Turn Meal Markers On* in this guide.

1. To highlight the **Settings** symbol from the **Home** screen, press the ▼ button.
2. When the **Settings** symbol is blinking, press the **OK** button to enter **Settings**.
3. To scroll to the **Reminder** symbol, press the ▲ or ▼ button.
4. When the **Reminder** symbol is blinking, press the **OK** button.
5. Press the ▲ or ▼ button until On is blinking, then press the **OK** button.

12

Selectarea unui indicator de masă în timpul unui test de glicemie

Simboluri pentru Indicatori de masă

- Pe nemâncate
- După masă
- Înainte de masă
- Nu indica

NOTĂ: Trebuie să efectuați o testare a glicemiei înainte de a putea selecta un **Indicator de masă**. **Nu puteți selecta un indicator de masă din Setări**.

1. Testați-vă glicemia acum. Consultați *Testarea din vârful degetului* din acest ghid.

2. Nu îndepărtați bandelela de testare până când nu ați selectat un **Indicator de masă**.

Un **Indicator de masă** clipește intermitent pe ecranul cu rezultatul glicemiei.

3. Dacă **Indicatorul de masă** care clipește intermitent este cel dorit, apăsați butonul **OK**.

Pentru a selecta un alt **Indicator de masă**, apăsați butonul ▲ sau ▼.

4. Atunci când simbolul pentru **Indicatorul de masă** dorit clipește intermitent, apăsați butonul **OK**.

13

Select a Meal Marker During a Blood Glucose Test

Meal Marker Symbols

- Fasting
- After Meal
- Before Meal
- No Mark

NOTE: You must do a blood glucose test before you can select a **Meal Marker**. **You cannot select a Meal Marker in Settings**.

1. Test your blood glucose. See *Fingertip Testing* in this guide.
2. Do not remove the test strip until you select a **Meal Marker**. A **Meal Marker** blinks on the blood glucose result screen.
3. If the blinking **Meal Marker** is the one you want, press the **OK** button. To select a different **Meal Marker**, press the ▲ or ▼ button.
4. When the **Meal Marker** you want is **blinking**, press the **OK** button.

13

NOTĂ: Dacă nu selectați un **Indicator de masă** în interval de 3 minute, glucometrul se oprește. Valoarea glicemiei dvs. este înregistrată în **Jurnal fără un Indicator de masă**.

Setarea unei Înștiințări

1. Asigurați-vă că aveți activată funcția **Înștiințări** în **Setări**.
2. Marcați o măsurătoare a glicemiei ca o măsurătoare **înainte de masă**, apoi apăsați butonul **OK**.
3. Pentru a derula de la 2 ore la 0,5 ore utilizând intervale de jumătate de oră, apăsați butonul ▲ sau ▼.
4. Pentru a seta **Înștiințarea**, apăsați butonul **OK**.

Ecranul va reveni la măsurătoarea **Înainte de masă**. Va apărea simbolul pentru **Înștiințare** pentru a confirma faptul că aceasta a fost setată.

14

NOTE: If you do not select a **Meal Marker** within 3 minutes, the meter turns Off. Your blood glucose reading is stored in the **Logbook** without a **Meal Marker**.

Set a Reminder

1. Make sure the **Reminder** feature is On in **Settings**.
2. Mark a blood glucose reading as a **Before Meal** reading, then press the **OK** button.
3. To scroll from 2 hours to 0.5 hours by half-hour intervals, press the ▲ or ▼ button.
4. To set the **Reminder**, press the **OK** button.

The screen returns to the **Before Meal** reading. The **Reminder** symbol displays to confirm the Reminder is set.

14

Rezultatele LO (Mică)

Dacă glucometrul emite două semnale sonore și afișează ecranul **LO** (Mică), măsurătoarea glicemiei dvs. este sub 10 mg/dL.

Urmați recomandarea medicului imediat. Contactați-l pe medicul dvs.

Rezultatele HI (Mare)

Dacă glucometrul emite un semnal sonor și afișează ecranul **HI** (Mare), măsurătoarea glicemiei dvs. este peste 600 mg/dL.

1. Spălați-vă și uscați-vă bine mâinile.
2. Testați din nou cu o bandeleță nouă. Dacă rezultatele depășesc în continuare 600 mg/dL, **urmați recomandarea medicului imediat**.

Pentru a opri glucometrul, îndepărtați bandelela de testare.

AVERTISMENT

- Eliminați întotdeauna bandeletele de testare și acele de înțepare utilizate ca deșeurii medicale sau conform recomandărilor medicului dvs.
- Medicii ar trebui să urmeze cerințele de eliminare a riscurilor biologice ale unității lor.

15

LO Results

If the meter beeps twice and displays the **LO** screen, your blood glucose reading is under 10 mg/dL.

Follow medical advice immediately. Contact your health care professional.

HI Results

If the meter beeps once and displays the **HI** screen, your blood glucose reading is over 600 mg/dL.

1. Wash and dry your hands well.
2. Retest with a new strip. If results are still over 600 mg/dL, **follow medical advice immediately**.

To turn the meter Off, remove the test strip.

WARNING

- Always dispose of used test strips and lancets as medical waste or as advised by your health care professional.
- Health care professionals should follow the biohazard disposal requirements for their facility.

15

Ecranul glucometrului

| Simbol | Semnificație |
|--------|--|
| | Jurnalul dvs. |
| | Setările glucometrului |
| | Indicatorul intervalului țintă smartLIGHT (galben = peste țintă; verde = în țintă; roșu = sub țintă) |
| | O setare de Interval țintă sau Interval țintă |
| | Rezultatul testării glicemiei este peste Intervalul țintă |
| | Rezultatul testării glicemiei este în Intervalul țintă |
| | Rezultatul testării glicemiei este sub Intervalul țintă |

16

Your Meter Display

| Symbol | What It Means |
|--------|--|
| | Your Logbook |
| | Meter Settings |
| | smartLIGHT target range indicator (Yellow=Above Target; Green=In Target; Red=Below Target) |
| | A Target Range or Target Range setting |
| | Blood glucose test result is above Target Range |
| | Blood glucose test result is in Target Range |
| | Blood glucose test result is below Target Range |

16

| Simbol | Semnificație |
|--------|--|
| | Indicatorul Pe nemâncate ; folosit la testarea pe nemâncate (fără alimente sau băuturi timp de 8 ore, cu excepția apei sau a băuturilor fără calorii) |
| | Indicatorul Înainte de masă ; folosit la testarea cu cel mult 1 oră înainte de o masă |
| | Indicatorul După masă ; folosit la testarea cu cel mult 2 ore după prima înghițitură la o masă |
| | Niciun indicator de masă selectat |
| | Funcția Înștiințări |
| | Funcția Sunet |

17

| Symbol | What It Means |
|--------|--|
| | Fasting marker; used when testing after fasting (no food or drink for 8 hours, except water or non-caloric beverages) |
| | Before Meal marker; used when testing within 1 hour before a meal |
| | After Meal marker; used when testing within 2 hours after the first bite of a meal |
| | No Meal marker selected |
| | Reminder feature |
| | Sound feature |

17

| Simbol | Semnificație |
|--------|---|
| | Indică faptul că setarea wireless Bluetooth este activată; glucometrul poate comunica cu un dispozitiv mobil |
| | Indică o eroare a glucometrului |
| | Nivelul bateriilor este scăzut și acestea trebuie înlocuite |
| | Medii pe 7, 14, 30 și 90 de zile |
| | Numărul total de măsurători ale glicemiei utilizate pentru a calcula mediile |
| | Rezultatul testului cu soluția de control |
| | Adăugați mai mult sânge la aceeași bandeleță de testare |

18

| Symbol | What It Means |
|--------|---|
| | Indicates the Bluetooth wireless setting is On; the meter can communicate with a mobile device |
| | Indicates a meter error |
| | Batteries are low and need to be changed |
| | 7-, 14-, 30-, and 90-day averages |
| | Total number of blood glucose readings used to calculate averages |
| | Control solution test result |
| | Add more blood to same test strip |

The CONTOUR DIABETES app allows you to transfer results from your meter to your compatible smartphone or tablet. See the meter user guide for instructions and features.

18